


Dr.Kim

DÜNYANIN 1 NUMARALI ALIN / KAFA LAMBASI Cerrah ve Dişçilerin Vazgeçilmezi



12 SAATE KADAR
Sürekli çalışma

SAĞLAM ve DAYANIKLI
50.000 Saatten fazla
LED ampul ömrü

ÇOK HAFİF
Tüm gün boyunca
kullanılabilir

KABLOSUZ
Pil ile çalışır

2 YIL GARANTİ
1 yıl imalatçıdan
1 yıl firmamızdan

MODÜLER OPTİKLER
Binoküler loop, kamera
ve düzeltici lens takılabilir

SAF BEYAZ IŞIK
İki ayrı LED ampullü,
gölgelemesiz

100.000 LUX'DEN FAZLA
Maksimum ışık gücü

POLİTEK®
Medikal Cihazlar Ticaret A.Ş.

Nevzat Pisak Cad. Doğu San. Sit. 4.Blok No:2
34197 - Yenibosna / İstanbul
T: 0212 551 00 66 F: 0212 551 03 11

www.politekmedikal.com info@politekmedikal.com



Dr.Kim

POLİTEK®
Medikal Cihazlar Ticaret A.Ş.

GÖLGESİZ KAFA LAMBALARI İÇİNDE 1 NUMARALI MARKA: DR. KİM

Model: DKH-50

Yenilikçi kafa bandlı versiyon









- | | |
|--|--|
|  100.000 lux üzeri ışık şiddeti |  LED ışık kaynağı Beyaz/ Gün Işığı |
|  12 saat çalışma süresi |  Kademesiz parlaklık kontrolü |
|  C-ERGO tipi Kafa Bandı |  Çok Hafif - Sadece 104 gr. |
|  HD-CAM ile video kayıt *İsteğe Bağlı |  Batarya Tam şarj süresi 90 dakika |

Model: DKH-40

Klasik kafa bandlı versiyon

3 kademeli ışık ayarı - Kask şeklinde başlık - Güvenli sabitleme



- | | |
|--|--|
|  50000 lux üzeri ışık şiddeti |  LED ışık kaynağı Beyaz/ Gün Işığı |
|  5 saate kadar çalışma süresi |  3 Kademeli ışık ayarı |
|  Kask şeklinde başlık |  Çok Hafif - Sadece 104 gr. |

DKT 2/3/4 - Dürbün Büyüteçler

Hassas işler için profesyonel



Büyütme Oranı : 2x / 2.5x / 4x
Çalışma Mesafesi : 20 - 100 (Multifokus)
Çalışma Alanı Boyutu : 15 cm
Ağırlık : 19 gr


DKL - Yüksek detay cam loop

Her türlü çalışma için temel lensler




Büyütme Oranı : 1.5x / 2x / 2.5x / 3x / 3.5x
Çalışma Mesafesi : 5 - 100
Çalışma Alanı Boyutu : 45 cm
Ağırlık : 13 gr

GELENEKSEL ALIN LAMBALARI İLE DR. KİM ALIN LAMBALARI KIYASLAMASI



Gölge



Gölgesiz

İki LED ışık kaynağından gelen iki ışık hüzmesi tek bir noktada birleşirler (gözden 30-40 cm ileride) → Gölgesiz



IŞIK AÇIK



IŞIK KAPALI

D-CAM3 - Dijital Video Kamera "Bir Cerrahın Gözünden..."

Eğitim seminerleri ve ileri düzey hekim yetiştirmek için, kayıt yapabilen ideal çözüm.



- Bağlantı Tipi: Wi-Fi
- Çözünürlük : Full HD, HD
- Gerçek zamanlı gösterim ve kayıt (TF kart, akıllı telefon ve PC'ye kayıt)
- DKH-50 modeline takılabilir
- Mobil uygulamalarda çalışır