

TD-1107

coretemp⁺

İNFRARED KULAK TERMOMETRESİ




Prob Kılıfını Takın



Ölçün



Prob Kılıfını Çıkarın



Renkli LCD Ekran

Politek Medikal Cihazlar A.Ş.

Nevzat Pisak Cad. Doğu Sanayi Sitesi
4. Blok No: 2 Yenibosna / İSTANBUL
Tel : +90-212-551 01 46
www.politekmedikal.com

Politek
MEDİKAL CİHAZLAR A.Ş.

coretemp⁺



Prob Kılıfı

Medikal uygulamalar için hijyenik ve tek kullanımlık prob kılıfı. Çapraz kontaminasyonu engellemek için, prob kılıfına direkt olarak dokunmadan, tek el ile prob kılıfını takmak ve çıkartmak için kolay kullanım özelliği.



Aydınlatmalı Ekran

Yüksek ve düşük ısıyı belirten 2 renkli göstergeye sahip aydınlatmalı ekran.



Doğru ve Hızlı

Saniyeler içinde klinik seviyede doğruluğu sağlamak için, prob kılıfının doğru ve kalıcı olarak takıldığını gösteren indikatörler. İleri düzeyde ölçüm teknolojisi, birçok ölçüm yapıp, analiz edip, en doğru sonucu ekranda gösterir.

TERMOMETRE ÖZELLİKLERİ

Ölçüm Aralığı	32.0°C (89.6°F) ~43.0°C(109.4°F)
Doğruluk	±0.2°C (±0.4°F) 36.0°C to 39.0°C (96.8°F to 102.2°F) değerleri arasında ±0.3°C (±0.5°F) < 36.0°C (96.8°F) or > 39.0°C (102.2°F) değerlerinde
Çalışma Ortamı	10°C ile 40°C (50°F to 104°F) aralığında, 95% veya daha düşük nem
Saklama / Taşıma Ortamı	-20°C ile 60°C (-4°F to 140°F) aralığında, 95% veya daha düşük nem
Çözünürlük	0.1°C / 0.1°F
Ölçüm Değerleri	°C veya °F seçilebilir
LCD Arka Aydınlatma	32°C 38°C 43°C Düşük Normal Ateşli Çok Yüksek
Probe Kılıfı Algılayıcısı	Otomatik güç açma fonksiyonlu
Güç Kaynağı	AA x 2 alkalin pil (Standart)
Pil Ömrü	En az 3000 Ölçüm
Hafıza Kapasitesi	10 Ölçüm
Güç Tasarrufu	60 saniyede otomatik kapanma
İletişim	Bluetooth Smart (opsiyonel)
Boyutlar	150 (Y) x 42 (D) x 56 (G) mm
Ağırlık	80 g (Pil dahil)
Uygulanan Standartlar	ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56:2012 EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 60601-1:2006+A12:2014 EN 60601-1-6:2010
Elektromanyetik Uyumluluk	EN 60601-1-2

PROB KILIFI ÖZELLİKLERİ

Prob Kılıfı Model No	5507B-002 (5507B-001 Kod Nolu Kızak ile kullanımda) 5507A-002 (5507A-001 Kod Nolu Kartuş Tutucu ile kullanımda) Opsiyonel
Kartuştaki Adet	10 (Opsiyonel 16)
Materyal	PVC (BPA içermez, Lateks içermez, Fitalat içermez)



Politek
MEDİKAL CİHAZLAR A.Ş.

www.politekmedikal.com

Politek Medikal Cihazlar A.Ş.

Nevzat Pisak Cad. Doğu Sanayi Sitesi
4. Blok No: 2 Yenibosna / İSTANBUL
Tel : +90-212-551 01 46 Fax : +90-212-551 03 11