



DMO KATALOĐU








AMPUL CİNSİ	LED / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	45.000 Lux / 30 cm
	25.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Sabit
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	6 cm / 30 cm
	9 cm / 50 cm
RENK ISISI	4.500° Kelvin
BAŞLIK ÇAPI	Dış 40 mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	100/ 240V 50 Hz
AMPUL GÜCÜ	4 Watt
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 Saat
BAŞLIK YAPISI	Alüminyum
BAŞLIK HAREKETİ	320°
KOL YAPISI	Çelik Fleksi Kol (100 cm)
MOBİL AYAK YAPISI	2 adedi Frenli 5 Tekerlekli Mobil Ayak
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



AMPUL CİNSİ	Led / 7 adet
IŞIK GÜCÜ	80.000 Lux / 30 cm 60.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Kademesiz Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	90 mm / 30 cm 120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.500° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	10 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	200-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	90 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (75 cm)
RENK	Siyah / Beyaz / Mavi / Pembe
GENEL KULLANIM	2 adedi Frenli 5 Tekerlekli Döküm Demir
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



AMPUL CİNSİ	Led / 7 adet
IŞIK GÜCÜ	80.000 Lux / 30 cm
	60.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Kademesiz Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	90 mm / 30 cm
	120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.500° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	10 W
BAŞLIK ÇAPI	90 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (75 cm)
RENK	Siyah / Beyaz / Mavi / Pembe
GENEL KULLANIM	2 adedi Frenli 5 Tekerlekli Döküm Demir
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V AC , 50/60 Hz
SİGORTA	1A Fast Blow
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10° / 60° C
ÇIKIŞ GÜCÜ	30 W
BATARYA TİPİ	2200 mAh 3S Li-on Pil Grubu
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	Max 3 – Min 4 saat
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	4-5 saat
ŞARJ AKIMI	700 ma (MAX)
KORUMALAR	Kısa Devre, Yıldırım, ESD
ÜZERİNDE BULUNAN LED PANELLER BATARYANIN ŞARJ SEVİYESİNİ GÖSTERMEKTEDİR	3 LED %100 2 LED %60 1 LED %30



AMPUL CİNSİ	LED / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
SPOT ÇAPI	10 cm / 50 cm
	20 cm / 100 cm
RENK ISISI	2.800° - 4.500° Kelvin, 3 kademe
IŞIK RENGİ	Beyaz, Sarı ve Kırmızı Led
BAŞLIK ÇAPI	270 mm x 230 mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	100/ 240V 50 Hz
AMPUL GÜCÜ	12 Watt
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 Saat
CRI	> 93
RA	90
BAŞLIK YAPISI	ABS Plastik
BAŞLIK HAREKETİ	360°
KOL YAPISI	Yay Mekanizmalı Alüminyum Kol
KOL UZUNLUĞU	200 cm
MOBİL AYAK YAPISI	2 adedi Frenli 5 Tekerlekli Döküm Demir
MONTAJ SEÇENEKLERİ	Masaya / Duvara / Raya Monte




**BATARYALI
MODEL**

AMPUL CİNSİ	Led / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	20 mm / 100 cm
	120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.000° - 5.000° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	12 W
BAŞLIK ÇAPI	270 mm x 230 mm
BAŞLIK HAREKETİ	360°
KOL UZUNLUĞU	107 cm
KOL YAPISI	Yay Mekanizmalı Alüminyum Kol
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V AC , 50/60 Hz
SİGORTA	1A Fast Blow
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10° / 60° C
ÇIKIŞ GÜCÜ	50 W
BATARYA TİPİ	2200 mAh 3S Li-on Pil Grubu
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	Max 4 – Min 5 saat
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	6-7 saat
ŞARJ AKIMI	700 ma (MAX)
KORUMALAR	Kısa Devre, Yıldırım, ESD
ÜZERİNDE BULUNAN LED PANEL BATARYANIN ŞARJ DURUMUNU GÖSTERMEKTEDİR	





AMPUL CİNSİ	Led / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	20.000 – 52.000 Lux / 25 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dimmer
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	En çok 110 mm – En az 45 mm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Kontrollü Led Ekran
RENK ISISI	3.000° – 6.500° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	5 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	22 mm
BAŞLIK HAREKETİ	90°
BATARYA SAYISI	2 adet
BATARYA	3,7 V Lityum İyon, LCD Ekranlı
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	2 saat
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	5 saat / Maksimum güç
	20 saat / Minimum Güç
BATARYA ŞARJ CİHAZI	Giriş 220V / Çıkış 5V, 1000mAh
AĞIRLIK	300 gr
RENK	Siyah
GENEL KULLANIM	Kafa Bandına Monte



GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ	Yakın Kızıl Ötesi
GÖRÜNTÜLEME DERİNLİĞİ	40mm±20mm
GÖRÜNTÜLEME MODU	Normal Geliştirilmiş Derinlik
GÖRÜNTÜLEME BOYUTU	Büyük Orta Küçük Çok Küçük
GÖRÜNTÜLEME RENGİ	Yeşil Yeşil arka plan Siyah beyaz Kırmızı Mor Mor arka plan
EKRAN TİPİ	OLED
DALGA BOYU	750~950nm
ÇÖZÜNÜRLÜK HIZI	60 kare/s
ÇÖZÜNÜRLÜK SAPMASI	≤ 0,10mm
YANIT SÜRESİ	Anlık
BATARYA	1 adet Şarj Edilebilir Lityum Pil
KULLANIM SÜRESİ	Tam şarj sonrası ≤ 2.5 saat
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	4 saat
AĞIRLIK	480 g
OPSİYON	Mobil stant

- ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ
- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ
- ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
- AYDIN DEVLET HASTANESİ
- AYDIN DİDİM DEVLET HASTANESİ
- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
- BALIKESİR BURHANİYE DEVLET HASTANESİ
- BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
- BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ
- BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
- BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ
- BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
- BURDUR DEVLET HASTANESİ
- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
- DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- EGE ÜNİVERSİTESİ
- EMET DR. FAZİL DOĞAN DEVLET HASTANESİ
- EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
- ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- İĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
- İSTANBUL PROF.DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
- İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
- KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
- KARS HAKANİ DEVLET HASTANESİ
- KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
- KOCAELİ DARICA FARABI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ
- MERSİN TARSUS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
- NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ
- ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- RİZE RTÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- PAZAR KAÇKAR DEVLET HASTANESİ
- SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- SBÜ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- SUNGURLU DEVLET HASTANESİ
- ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA MERKEZİ
- TAVŞANLI DOÇ. DR. MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ
- TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
- TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
- TRABZON SBÜ KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ



Politek

MEDİKAL CİHAZLAR A.Ş.

ADRES: Doęu Sanayi Sitesi 4. Blok No: 2
34197 YENİBOSNA İSTANBUL / TÜRKİYE

TELEFON: 0212 551 01 46

FAX: 0212 551 03 11

www.politekmedikal.com

info@politekmedikal.com

