



DMO KATALOĐU








AMPUL CİNSİ	LED / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	45.000 Lux / 30 cm
	25.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Sabit
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	6 cm / 30 cm
	9 cm / 50 cm
RENK ISISI	4.500° Kelvin
BAŞLIK ÇAPI	Dış 40 mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	100/ 240V 50 Hz
AMPUL GÜCÜ	4 Watt
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 Saat
BAŞLIK YAPISI	Alüminyum
BAŞLIK HAREKETİ	320°
KOL YAPISI	Çelik Fleksi Kol (100 cm)
KOL UZUNLUĞU	100 cm
MOBİL AYAK YAPISI	2 adedi Frenli 5 Tekerlekli Mobil Ayak
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



AMPUL CİNSİ	Led / 7 adet
IŞIK GÜCÜ	80.000 Lux / 30 cm 60.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Kademesiz Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	90 mm / 30 cm 120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.500° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	10 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	200-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	90 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (75 cm)
RENK	Siyah / Beyaz / Mavi / Pembe
GENEL KULLANIM	2 adedi Frenli 5 Tekerlekli Döküm Demir
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



AMPUL CİNSİ	Led / 7 adet
IŞIK GÜCÜ	80.000 Lux / 30 cm
	60.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Kademesiz Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	90 mm / 30 cm
	120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.500° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	10 W
BAŞLIK ÇAPI	90 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (75 cm)
RENK	Siyah / Beyaz / Mavi / Pembe
GENEL KULLANIM	2 adedi Frenli 5 Tekerlekli Döküm Demir
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V AC , 50/60 Hz
SİGORTA	1A Fast Blow
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10° / 60° C
ÇIKIŞ GÜCÜ	30 W
BATARYA TİPİ	2200 mAh 3S Li-on Pil Grubu
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	Max 3 – Min 4 saat
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	4-5 saat
ŞARJ AKIMI	700 ma (MAX)
KORUMALAR	Kısa Devre, Yıldırım, ESD
ÜZERİNDE BULUNAN LED PANELLER BATARYANIN ŞARJ SEVİYESİNİ GÖSTERMEKTEDİR	3 LED %100 2 LED %60 1 LED %30



AMPUL CİNSİ	LED / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
SPOT ÇAPI	10 cm / 50 cm
	20 cm / 100 cm
RENK ISISI	2.800° - 4.500° Kelvin, 3 kademe
IŞIK RENGİ	Beyaz, Sarı ve Kırmızı Led
BAŞLIK ÇAPI	270 mm x 230 mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	100/ 240V 50 Hz
AMPUL GÜCÜ	12 Watt
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 Saat
CRI	> 93
RA	90
BAŞLIK YAPISI	ABS Plastik
BAŞLIK HAREKETİ	360°
KOL YAPISI	Yay Mekanizmalı Alüminyum Kol
KOL UZUNLUĞU	200 cm
MOBİL AYAK YAPISI	2 adedi Frenli 5 Tekerlekli Döküm Demir
MONTAJ SEÇENEKLERİ	Masaya / Duvara / Raya Monte





**BATARYALI
MODEL**

AMPUL CİNSİ	Led / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	20 mm / 100 cm
	120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.000° - 5.000° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	12 W
BAŞLIK ÇAPI	270 mm x 230 mm
BAŞLIK HAREKETİ	360°
KOL UZUNLUĞU	107 cm
KOL YAPISI	Yay Mekanizmalı Alüminyum Kol
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V AC , 50/60 Hz
SİGORTA	1A Fast Blow
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10° / 60° C
ÇIKIŞ GÜCÜ	50 W
BATARYA TİPİ	2200 mAh 3S Li-on Pil Grubu
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	Max 4 – Min 5 saat
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	6-7 saat
ŞARJ AKIMI	700 ma (MAX)
KORUMALAR	Kısa Devre, Yıldırım, ESD
ÜZERİNDE BULUNAN LED PANEL BATARYANIN ŞARJ DURUMUNU GÖSTERMEKTEDİR	



AMPUL CİNSİ	Led / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	20.000 – 52.000 Lux / 25 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dimmer
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	En çok 110 mm – En az 45 mm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Kontrollü Led Ekran
RENK ISISI	3.000° – 6.500° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	5 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	22 mm
BAŞLIK HAREKETİ	90°
BATARYA SAYISI	2 adet
BATARYA	3,7 V Lityum İyon, LCD Ekranlı
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	2 saat
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	5 saat / Maksimum güç
	20 saat / Minimum Güç
BATARYA ŞARJ CİHAZI	Giriş 220V / Çıkış 5V, 1000mAh
AĞIRLIK	300 gr
RENK	Siyah
GENEL KULLANIM	Kafa Bandına Monte



- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ
- ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- AYDIN DİDİM DEVLET HASTANESİ
- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
- BALIKESİR BURHANIYE DEVLET HASTANESİ
- BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
- BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
- BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
- DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- EGE ÜNİVERSİTESİ
- ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
- İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
- KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
- KARS HAKANİ DEVLET HASTANESİ
- KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
- KOCAELİ DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
- MERSİN TARSUS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
- NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ
- ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- RİZE RTÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
- SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- SBÜ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA MERKEZİ
- TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
- TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
- TRABZON SBÜ KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ



Politek

MEDİKAL CİHAZLAR A.Ş.

ADRES: Doğu Sanayi Sitesi 4. Blok No: 2
34197 YENİBOSNA İSTANBUL / TÜRKİYE

TELEFON: 0212 551 01 46

FAX: 0212 551 03 11

www.politekmedikal.com

info@politekmedikal.com

