


Politek

MEDİKAL CİHAZLAR A.Ş.



AYDINLATMA KATALOĞU



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	45.000 Lux / 30 cm
	25.000 Lux / 50 cm
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	60 mm / 30 cm
	90 mm / 50 cm
RENK ISISI	4.500° K
Ra DEĞERİ	95
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	4 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	40 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (100 cm)
RENK	Siyah / Beyaz
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 7 adet
IŞIK GÜCÜ	80.000 Lux / 30 cm
	60.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Kademesiz Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	90 mm / 30 cm
	120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.500° K
Ra DEĞERİ	95
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	10 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	200-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	90 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (75 cm)
RENK	Siyah / Beyaz / Mavi / Pembe
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 7 adet
IŞIK GÜCÜ	80.000 Lux / 30 cm
	60.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Kademesiz Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	90 mm / 30 cm
	120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.500° K
Ra DEĞERİ	95
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	10 W
BAŞLIK ÇAPI	90 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (75 cm)
RENK	Siyah / Beyaz / Mavi / Pembe
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V AC , 50/60 Hz
SİGORTA	1A Fast Blow
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10 / 60 °C
ÇIKIŞ GÜCÜ	30 W
BATARYA TİPİ	2200 mAh 3S Li-on Pil Grubu
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	Max 3 – Min 4 saat
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	4-5 saat
ŞARJ AKIMI	700 ma (MAX)
KORUMALAR	Kısa Devre, Yıldırım, ESD
ÜZERİNDE BULUNAN LED PANELLER BATARYANIN ŞARJ SEVİYESİNİ GÖSTERMEKTEDİR	3 LED %100 2 LED %60 1 LED %30



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	89.000 Lux / 30 cm
	37.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	40 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.500° – 6.000° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
Ra DEĞERİ	75
GÜÇ TÜKETİMİ	3 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	75 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (76 cm)
RENK	Siyah
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	50.000 Lux / 30 cm
	12.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	Manuel Olarak Ayarlanabilir 60 – 120 mm / 40 cm
AYDINLATMA AYARI	Mekanik Dimmer
RENK ISISI	4.800° – 6.000° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
Ra DEĞERİ	90
GÜÇ TÜKETİMİ	5 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	33 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (100 cm)
RENK	Siyah
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 7 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 30 cm
	60.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	90 mm / 30 cm
	120 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Kontrol
RENK ISISI	4.800° – 5.500° K
Ra DEĞERİ	90
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	10 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-260 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	89 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (76 cm)
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 6 adet
IŞIK GÜCÜ	90.000 Lux / 30 cm
	50.000 Lux / 50 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	180 mm / 50 cm
	300 mm / 100 cm
AYDINLATMA AYARI	Elektronik Dokunmatik Dimmer
RENK ISISI	3.500° – 4.500° K
Ra DEĞERİ	95
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	6 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	120 mm
BAŞLIK HAREKETİ	320°
GÖVDE CİNSİ	Çelik Fleksi Kol (76 cm)
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Duvara / Raya Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	4 Kademe
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	100 mm / 50 cm
	200 mm / 100 cm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
RENK ISISI	2.800° – 4.500° K, 3 Kademe
R9 KIRMIZI BALANS AYARI	Var
R9 DEĞERİ	90
Ra DEĞERİ	93
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	12 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	26 cm
BAŞLIK HAREKETİ	360°
ELCEK	Var
GÖVDE CİNSİ	Yay Mekanizmalı Alüminyum Kol
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Batarya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	4 Kademe
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	100 mm / 50 cm
	200 mm 100 cm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
RENK ISISI	2.800°– 4.500° K, 3 Kademe
R9 KIRMIZI BALANS AYARI	Var
R9 DEĞERİ	90
Ra DEĞERİ	93
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	12 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	26 cm
BAŞLIK HAREKETİ	360°
ELCEK	Var
GÖVDE CİNSİ	Yay Mekanizmalı Çelik Kol
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	4 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Batarya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	4 Kademe
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	100 mm / 50 cm
	200 mm 100 cm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
RENK ISISI	2.800°– 4.500° K, 3 Kademe
R9 KIRMIZI BALANS AYARI	Var
R9 DEĞERİ	90
Ra DEĞERİ	93
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	12 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ADEDİ	1 adet
BAŞLIK ÇAPI	26 cm
BAŞLIK HAREKETİ	330°
ELCEK	Var
GÖVDE CİNSİ	Yay Mekanizmalı Çelik Kol
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	Tavana Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	4 Kademe
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	100 mm / 50 cm
	200 mm 100 cm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
RENK ISISI	2.800°– 4.500° K, 3 Kademe
R9 KIRMIZI BALANS AYARI	Var
R9 DEĞERİ	90
Ra DEĞERİ	93
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	12 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ADEDİ	2 adet
BAŞLIK ÇAPI	26 cm
BAŞLIK HAREKETİ	330°
ELCEK	Var
GÖVDE CİNSİ	Yay Mekanizmalı Çelik Kol
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	Tavana Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 10 adet
IŞIK GÜCÜ	78.000 Lux / 50 cm
	40.000 Lux / 100 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	4 Kademe
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	100 mm / 50 cm
	200 mm 100 cm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Dokunmatik Dimmer
RENK ISISI	2.800°– 4.500° K, 3 Kademe
R9 KIRMIZI BALANS AYARI	Var
R9 DEĞERİ	90
Ra DEĞERİ	93
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	12 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	26 cm
BAŞLIK HAREKETİ	330°
ELCEK	Var
GÖVDE CİNSİ	Yay Mekanizmalı Çelik Kol
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	Duvara Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 48 adet
IŞIK GÜCÜ	20.000 Lux - 160.000 Lux / 100 cm
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	200-380 mm
AYDINLATMA AYARI	Dokunmatik Ekran / 4,3 inç
R9 DEĞERİ	>85
Ra DEĞERİ	>85
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	>50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	85 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	50 cm
BAŞLIK HAREKETİ	360°
ELCEK	Var
ENDO MODU	Evet
MEKANİK ODAKLAMA	Evet
BELLEK İŞLEVİ	Evet
GÖVDE CİNSİ	Yay Mekanizmalı Çelik Kol
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	4 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Tavana Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 80 adet
IŞIK GÜCÜ	20.000 Lux - 160.000 Lux / 100 cm
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	200-380 mm
AYDINLATMA AYARI	Dokunmatik Ekran / 4,3 inç
R9 DEĞERİ	>85
Ra DEĞERİ	>85
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	>50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	85 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	70 cm
BAŞLIK HAREKETİ	360°
ELCEK	Var
ENDO MODU	Evet
BELLEK İŞLEVİ	Evet
MEKANİK ODAKLAMA	Evet
GÖVDE CİNSİ	Yay Mekanizmalı Çelik Kol
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	4 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Tavana Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 80 adet
IŞIK GÜCÜ	40.000 Lux - 160.000 Lux
PARLAKLIK AYARI	%1-%100
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	120-300 mm
AYDINLATMA DERİNLİĞİ	500-1800 mm
AYDINLATMA AYARI	Lcd Ekran / 2.4 inç
RENK ISISI	3.700° – 5.000° K
R9 KIRMIZI BALANS AYARI	Var
R9 DEĞERİ	>85
Ra DEĞERİ	>85
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	>60.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	80 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK HAREKETİ	360°
ELCEK	Var
ENDO MODU	Evet
BELLEK İŞLEVİ	Evet
GÖVDE CİNSİ	Yay Mekanizmalı Çelik Kol
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	4 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Tavana Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
İŞIK KAYNAĞI	Led Ampul
LED SAYISI	60 SMD LED
İŞIK ŞİDDETİ	1200 Lumen / 4 kademe
İŞIK GÜCÜ AYARI	Kademeli Dimmer Kontrol
RENK ISISI	5.600° – 6.000° K
LENS ÇAPI	127 mm
BÜYÜTME	5X
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	10.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	14 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	100-240 V, 50/60 Hz
GENEL KULLANIM	5 Ayaklı Mobil Stand
OPSİYONEL KULLANIM	Masaya / Raya Monte
	Malzeme Taşıma Rafları
	150 mm ve 178 mm Lens Çapı



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	20.000 – 52.000 Lux / 25 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	Dijital Dimmer
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	En çok 110 mm – En az 45 mm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Kontrollü Led Ekran
RENK ISISI	3.000° – 6.500° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	5 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	22 mm
BAŞLIK HAREKETİ	90°
BATARYA SAYISI	1 adet (KS-W03)
	2 adet (KS-W04)
BATARYA	3,7 V Lityum İyon, LCD Ekranlı
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	2 saat
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	5 saat / Maksimum güç
	20 saat / Minimum Güç
BATARYA ŞARJ CİHAZI	Giriş 220V / Çıkış 5V 1000mAh
RENK	Siyah
GENEL KULLANIM	Kafa Bandına Monte



TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 1 adet
IŞIK GÜCÜ	50.000 Lux / 25 cm
	25.000 Lux / 40 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	4 Kademe
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	25 – 110 mm / 30 cm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Kontrollü Led Ekran
RENK ISISI	3.000° – 5.000° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	2 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	16 mm
BAŞLIK HAREKETİ	Her Yöne
BATARYA SAYISI	2 adet
BATARYA	3,7 V Lityum Polimer, 1800 mAh
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	2 saat
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	5 saat / Maksimum güç
	30 saat / Minimum Güç
BATARYA ŞARJ CİHAZI	90-240 V AC / 5V DC
RENK	Siyah
GENEL KULLANIM	Kafa Bandına Monte





TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 2 adet
IŞIK GÜCÜ	70.000 Lux / 25 cm
	45.000 Lux / 25 cm
IŞIK GÜCÜ AYARI	4 Kademe
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	140 mm / 20 cm, 300 mm / 50 cm
AYDINLATMA AYARI	Dijital Kontrollü Led Ekran
RENK ISISI	4.000° – 5.000° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	3 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	22 mm
BATARYA SAYISI	2 adet
BATARYA	3,7 V Lityum Polimer, 1800 mAh
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	2 saat
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	5 saat / Maksimum güç
	30 saat / Minimum Güç
BATARYA ŞARJ CİHAZI	90-240 V AC / 5V DC
RENK	Siyah
GENEL KULLANIM	Kafa Bandına Monte





TEKNİK ÖZELLİKLER	
AMPUL CİNSİ	Led / 2 adet
IŞIK GÜCÜ	100.000 Lux
IŞIK GÜCÜ AYARI	Kesintisiz Dimmer Kontrol
AYDINLATMA ODAK ÇAPI	20 cm / 30 – 40 cm
AYDINLATMA AYARI	Manuel Dimmer
RENK ISISI	4.500° K
ORTALAMA AMPUL ÖMRÜ	50.000 saat
GÜÇ TÜKETİMİ	8 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	110-240 V, 50/60 Hz
BAŞLIK ÇAPI	22 mm
BAŞLIK HAREKETİ	90°
BATARYA SAYISI	1 adet
BATARYA	Lityum
BATARYA ŞARJ SÜRESİ	2 saat
BATARYA ÇALIŞMA SÜRESİ	2,5 saat / Maksimum güç
	12 saat / Minimum Güç
BATARYA ŞARJ CİHAZI	110-240 V, 5V DC
RENK	Beyaz
GENEL KULLANIM	C-Ergo Tipi Kafa Bandı







DUVARA MONTE APARATI



1700 RAYA MONTE APARATI



1100 RAYA MONTE APARATI

Politek

MEDİKAL CİHAZLAR A.Ş.

ADRES: Doęu Sanayi Sitesi 4. Blok No: 2
34197 YENİBOSNA İSTANBUL / TÜRKİYE

TELEFON: 0212 551 01 46

FAX: 0212 551 03 11

www.politekmedikal.com

info@politekmedikal.com

