

KOMPESÖRLÜ NEBULİZATÖR

403S



Ayarlanabilir
nebulizatör hızı



Taşınabilir



Kolay kullanım



Yağsız pompa



Küçük parçacık
boyutu

- Güç Kaynağı: ☐ AC120V±10% ☐ AC220V±10% ☐ AC230V±10%
☐ 50Hz ☐ 60Hz
- Maksimum basınç: $\geq 0.15\text{MPa}$
- Maksimum hava akışı: $\geq 10\text{L/dk}$
- Maksimum nebulizasyon hızı: $\geq 0.2\text{mL/dk}$
- MMAD: yaklaşık $2.5\mu\text{m}$, parçacık dağılımı $< 5\mu\text{m}$: $> 65\%$
- Kalan hacim: $\leq 1\text{mL}$
- Çalışma gürültüsü: yaklaşık 60dB
- Çalışma sürresi: Sürekli çalışma

AKSESUARLARIN TANITIMI




• Nebulizatör hızını ayarlayın



• Artık hacim $\leq 1.0\text{ml}$



• Isı dağılımı



• Hava filtresi



407A Kompresörlü Nebulizatör



Hastane
tipi



Ayarlanabilir
nebulizasyon hızı



Yağsız
pompa



Taşınabilir



Küçük partikül
boyutu

- Güç kaynağı: AC220±22V, 50±1Hz
- Giriş gücü: 200VA
- Maksimum basınç: $\geq 0.15\text{MPa}$
- Maksimum hava akışı: $\geq 10\text{L/dk}$
- Maksimum nebulizasyon hızı: $\geq 0.2\text{mL/dk}$
- (Gerçek ölçüm yaklaşık 0.4mL/dk)
- MMAD: $3.0\mu\text{m}$, parçacık dağılımı $< 5\mu\text{m}$: yaklaşık 60%
- Kalan hacim: $\leq 1\text{mL}$
- Çalışma gürültüsü: $\leq 60\text{dB}$
- Çalışma süresi: Sürekli çalışma

MESH NEBULİZATÖR

M102(CE)



Sessiz



Küçük parçacık boyutu



Taşınabilir

- Güç kaynağı:
DC 3.0V (iki adet "AA" 1.5V alkalin pil)(M102)
Giriş: AC100V~240V 50Hz/60Hz 0.2A;
Çıkış: DC5V 1000 mA
- Nebulizasyon hızı: ≥ 0.2 mL/dk
- İlaç kalıntısı: ≤ 0.5 mL
- Parçacık boyutu: MMD $4.2\mu\text{m} \pm 25\%$
- MMD yüzdesi $< 5\mu\text{m}$: $> 50\%$
- Gürültü: ≤ 45 dB

AKSESUARLARIN TANITIMI



yuwell

TANSİYON
ALETLERİ

DİJİTAL



MEDİKAL OTOMATİK ELEKTRONİK TANSİYON ALETİ



YE990

CE



Büyük aydınlatmalı
ekran



Hareket
uyarısı



Vücut
algılama



Yazdırma
işlevi

- Otomatik ölçüm için animasyonlu sesli yönlendirme
- Ölçülen kan basıncını anında ileten sesli bildirim fonksiyonu
- Ölçülen kan basıncı değerini yazdıran yazıcı fonksiyonu
- Birden fazla veri iletim modunun desteklenmesi
- Akıllı basınçlandırma ve sabit basınçlandırma olmak üzere çift modlu ölçüm

Model	YE990
Uygun kol çevresi aralığı	17~45 cm
Basınç ölçüm aralığı	0~300mmHg(0.0~40.0kPa)
Nabız ölçüm aralığı	40~200 atış/dk
Basınç ölçümünün doğruluğu	±2mmHg(±0.267kPa)
Nabız ölçümünün doğruluğu	±2% ya da ±2 dahilinde/dk
Ölçüm süresi	35s
Veri iletimi	Seri port Ethernet, USB, Bluetooth, WIFI
Sistolik basınç göstergesi	●
Diastolik basınç göstergesi	●
Nabız hızı göstergesi	●
Sesli yayın işlevi	●
Yazdırma işlevi	●
Kan basıncı seviyesi görüntüleme fonksiyonu	●
Hareket hatası uyarısı	●

YE900



100,000 kez
ölçüm



Geniş aydınlatmalı
ekran



Taşınabilir



Çift ölçüm yöntemi



Ultra sessiz



Bluetooth
(Optional)



Çarpışma önleyici
& su geçirmez



S/M/L
manşon boyutu
(Opsiyonel)

- Geniş arkadan aydınlatmalı ekran
- 120 ölçüm hafızası
- Düzensiz kalp atışı göstergesi
- Manşon takma rehberi
- Hareket hatası göstergesi
- Manşet depolama alanı
- Taşınabilir
- Çift ölçüm yöntemi
- Seçilebilir basınç değeri
- Çarpışma önleyici tasarım
- Otomatik ve oskültasyon ölçümü için çift mod

Üst Koldan Tansiyon Aleti



YE670A

-  Sesli uyarı fonksiyonu (Opsiyonel) (Kapatılabilir)
-  Büyük LCD ekran
-  74x2 grup hafıza
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması



YE670CR

-  Sesli uyarı fonksiyonu (Kapatılabilir)
-  Büyük LCD ekran
-  60x2 grup hafıza
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması
-  Bluetooth(Opsiyonel)
-  Lithium Pil



YE660D(CE)/YE660AR

-  Büyük LCD ekran
-  90 grup hafıza
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması
-  Lithium Pil (sadece YE660AR)



YE660E

-  Sesli uyarı fonksiyonu
-  Büyük LCD ekran
-  99 grup hafıza
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması

Üst Koldan Tansiyon Aleti



YE660F

-  Sesli uyarı fonksiyonu
-  Büyük aydınlatmalı LCD ekran
-  90 ölçüm hafızası
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması



YE620B

-  Sesli uyarı fonksiyonu
-  Büyük aydınlatmalı LCD ekran
-  99 ölçüm hafızası
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması



YE610D(CE)/YE610AR

-  80 ölçüm hafızası
-  Üç ölçümün ortalaması
-  Lityum pil (sadece YE610AR)



YE610A

-  Büyük LCD ekran (Opsiyonel)
-  Sesli uyarı fonksiyonu
-  50 ölçüm hafızası
-  Üç ölçümün ortalaması
-  Sistolik, Diyastolik ve Nabız Hızı Gösterimi

Bilekten Tansiyon Aleti



YE8800AR

-  Sesli uyarı fonksiyonu
-  Pozisyon Göstergesi
-  Büyük LCD ekran
-  74 grup hafıza
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması
-  Lithium Pil
-  Bluetooth(Opsiyonel)



YE8300B

-  Büyük LCD ekran
-  99 ölçüm hafızası
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması
-  Ölçümden 3 dakika sonra otomatik kapanma



YE8900A

-  Pozisyon Göstergesi
-  Büyük LCD ekran
-  60 ölçüm hafızası
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması
-  Bluetooth(Opsiyonel)



YE8600A

-  Pozisyon Göstergesi
-  Büyük LCD ekran
-  60 ölçüm hafızası
-  Düzensiz kalp atışı göstergesi
-  Manşet sarma rehberi
-  Hareket hatası göstergesi
-  Üç ölçümün ortalaması

Tansiyon Aleti

Üst Kol




					
Model	YE610A	YE610D	YE660D	YE660E	YE660F
Sesli uyarı	Opsiyonel		Opsiyonel	●	●
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran					●
Bluetooth					
Chargeable					
Düzensiz kalp atışı göstergesi			●	●	●
Manşon takma rehberi			●	●	●
Hareket hatası göstergesi			●	●	●
3 ölçümün ortalaması	●	●	●	●	●
Hafıza	50 ölçüm	80 ölçüm	90 ölçüm	99 ölçüm	90 ölçüm
Harici güç kaynağı: Normal	USB Type-C	USB Type-C	USB yuvarlak giriş	USB yuvarlak giriş	Adaptör
Harici güç kaynağı: CE		USB Type-C	Adaptör(Opsiyonel)	Adaptör(Opsiyonel)	USB yuvarlak giriş
Koli boyutu					
MİKTAR	10Parça/Koli	10Parça/Koli	10Parça/Koli	10Parça/Koli	10Parça/Koli
Brüt/Net	8.8/3.5kg	8.8/3.5kg	8.8/3.5kg	7.3/3.6kg	8.7/3.0kg
Boyut	50×30×22cm	50×30×22cm	50×30×22cm	61.5×28.5×22cm	61.5×28.5×22cm
Ağırlık	261g	251g	260g	270g	300g
Sertifika		CE	CE	CE&FDA	CE&FDA

Bilek

				
Model	YE8300B	YE8600A	YE8900A	YE8800AR
Sesli uyarı				●
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran	●	●	●	●
Bluetooth			●	●
Lityum pil				●
Pozisyon göstergesi		●	●	●
Düzensiz kalp atışı göstergesi		●	●	●
Manşon takma rehberi		●	●	●
Hareket hatası göstergesi		●	●	●
3 ölçümün ortalaması	●	●	●	●
Hafıza	99 ölçüm	60 ölçüm	60 ölçüm	74 ölçüm
Harici güç kaynağı	Hiçbiri	Hiçbiri	Hiçbiri	USB(Type C)
Koli Boyutu				
MİKTAR	10PCS/CTN	10PCS/CTN	10PCS/CTN	10PCS/CTN
Brüt/Net	2.5/1.0kg	2.4/0.9kg	2.4/0.9kg	3.1/1.1kg
Boyut	36.5×20.5×13cm	38.5×23×11.5cm	38.5×23×11.5cm	53×24.5×13cm
Ağırlık	yaklaşık 99g	90g	90g	109g
Sertifika	CE			CE&FDA

					
YE620B	YE650AR	YE670A	YE670CR	YE680B	YE900
●	Opsiyonel	Opsiyonel	●	●	
●	Opsiyonel			●	●
	Opsiyonel		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	●		●		●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
99 ölçüm	60 ölçüm	74x2 ölçüm	60x2 ölçüm	99x2 ölçüm	120 ölçüm
Adaptör	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C	Adaptör	Adaptör
USB yuvarlak giriş	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C	Adaptör(Opsiyonel)	
10Parça/Koli	10Parça/Koli	10Parça/Koli	10Parça/Koli	10Parça/Koli	10Parça/Koli
8.4/2.9kg	6.6/4.4kg	8.3/3.8kg	7.6/4.0kg	9.6/3.3kg	20.6/5.9kg
61.5×28.5×22cm	50×30×22cm	50×30×22cm	50×30×22cm	61.5×28.5×22cm	66.5×40.5×33cm
290g	306g	294g	303g	310g	584g
CE&FDA	CE	CE	CE	CE&FDA	

DOĞRU ÖLÇÜM POZİSYONU



Koldaki kalın giysileri çıkarın, üst kolu tamamen açın veya yalnızca ince bir kıyafet bırakın. Manşeti üst kolda tespit edilen konuma yerleştirin; hava tüpü kolun iç kısmına gelecek ve manşet memesi (nozzle) ön kola doğru bakacak şekilde konumlandırın. Manşetin alt kenarının dirsek ekleminden 2–3 cm yukarıda olmasına dikkat edin.

Ön kollarınızı masaya düz şekilde koyun, avuç içleri yukarı bakacak şekilde pozisyon alın ve vücudunuzu dik tutun. Manşetteki kauçuk hava yolunun bükülmediğinden veya kıvrılmadığından emin olun.

1. Vücudu dik tutun, sandalyeye oturun; masa ile sandalye arasındaki ideal yükseklik farkı 25–30 cm olmalıdır.
2. Manşetin merkezi, kalp hizasıyla aynı seviyede olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

yuwell

ATEŞ ÖLÇERLER





CE

YHW-5(CE) Temassız Ateş Ölçer



Hızlı
ölçüm



Otomatik
kapanma



Ateş uyarısı



Arka aydınlatmalı
ekran

- Vücut ölçüm aralığı: 32°C-43°C
- Nesne ölçüm aralığı: 0°C-60°C
- Ölçüm mesafesi: 0-3 cm
- Sıcaklık birimi: °C/°F
- Her ölçümün zaman aralığı: ≤1 sn
- Otomatik kapanma süresi: 60 sn±10 sn
- Ölçüm süresi: ≤1 sn
- Bellek erişimi: 20 bellek grubu



CE

FDA

YT-2 Temassız Ateş Ölçer



Hızlı ölçüm



Titreşimli
uyarı



Ölçüm
mesafesi
kılavuzu



Arka aydınlatma

- Ölçüm aralığı: 32-43°C
- Sıcaklık birimi: °C/°F
- Ölçüm süresi: 1 saniye
- Otomatik kapanma süresi: 30 saniye
- Ölçüm mesafesi: 0-5 cm
- Bellek erişimi: 10 bellek grubu



FDA

Kulaktan Ateş Ölçer



FDA

YHT100 Kulaktan Ateş Ölçer



Hızlı ölçüm



Otomatik
kapanma



Ateş uyarısı



Aydınlatmalı
ekran



Ölçüm
hafızası

- Vücut ölçüm aralığı: 34°C-42,2°C
- Sıcaklık birimi: °C/°F
- Ölçüm zaman aralığı: ≤12 sn
- Otomatik kapanma süresi: 60 sn±10 sn
- Ölçüm süresi: ≤2 sn
- Prob sayısı: 20
- Hafızaya erişim: 10 hafıza grubu



ATEŞ ÖLÇERLER

yuwell

TAŞINABİLİR ASPIRATÖRLER



CE



7E-H1



Taşma
koruması



Tek kullanımlık
kavanoz torbası
(Opsiyonel)



Yağsız pompa

KAVANOZ TORBASI



- Giriş gücü: 120VA
- Maksimum vakum: 85±5kPa
- Maksimum hava akışı: 28±4L/dak (Cihaz girişi)
- Çalışma gürültüsü: ≤65dB, yaklaşık 55db
- Sıvı toplama kabı: 1000mL, 1 adet (PC malzeme)
- Çalışma süresi: 30 dakika açık, 30 dakika kapalı

7E-G1



Yağsız
pompa



Tek kullanımlık
kavanoz torbası
(opsiyonel)



Araç
kullanımı



Taşma
koruması



Lityum
pil



Duvara
asılabilir

- DC güç kaynağı: AC 100-240V,50/60Hz ya da DC 12V
- Giriş gücü: 150VA
- Maksimum vakum: 85±5kPa
- Hava akış hızı: 27L±4/dk (Cihaz girişi)
- Çalışma gürültüsü: ≤65dB yaklaşık 52db
- Çalışma süresi: 30 dakika açık, 30 dakika kapalı
- Batarya ile çalışma süresi: Yaklaşık 60 dakika



CE

7E-A (CE/Basit set)



Yağsız pompa



Taşma koruması



- Giriş gücü: 90VA
- Maksimum vakum: 85±10KPA
- Maksimum hava akışı: ≥20L/dk (kavanozsuz)
- Çalışma gürültüsü: Yaklaşık 51dB (cihazın önünden 1 m mesafeden ölçüldüğünde)
- Sıvı toplama kabı: 1000 mL, 1 adet
- Çalışma süresi: 30 dakika açık, 30 dakika kapalı